ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Весы электронные JW-1, JW-1C

Назначение средства измерений

Весы электронные JW-1, JW-1C (далее – весы), предназначены для измерений массы.

Описание средства измерений

Конструктивно весы выполнены в едином корпусе и состоят из грузоприемного устройства, грузопередающего устройства, весоизмерительного устройства с показывающим устройством (здесь и далее терминология приведена в соответствии с ГОСТ Р 53228-2008 «Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания»).

Общий вид весов представлен на рисунке 1.



Модификация JW-1

Рисунок 1 - Общий вид весов электронных JW-1.

Принцип действия весов основан на преобразовании деформации упругого элемента весоизмерительного тензорезисторного датчика (далее - датчик), возникающей под действием силы тяжести взвешиваемого груза, в аналоговый электрический сигнал, изменяющийся пропорционально массе груза. Далее этот сигнал преобразуется в цифровой, затем обрабатывается и результат взвешивания выводится на дисплей (жидкокристаллический для модификаций JW-1 и светодиодный для модификаций JW-1C). Весы могут оснащаться интерфейсом связи RS232 для подключения различных периферийных устройств.

В зависимости от модификации весы снабжены следующими устройствами и функциями:

- устройство установки по уровню с индикатором уровня;
- полуавтоматическое устройство установки нуля;
- устройство первоначальной установки нуля;
- устройство слежения за нулем;
- полуавтоматическое устройство уравновешивания тары выборки массы тары;
- взвешивание в различных единицах измерения массы;
- определение максимального значения массы;
- сигнализация о превышении нагрузки.

Весы имеют следующие режимы работы:

- счетный режим;
- вычисление процентных соотношений;

Весы выпускаются в различных модификациях, отличающихся метрологическими характеристиками.

Знак поверки в виде наклейки наносится на корпус весов.

Схема пломбировки весов от несанкционированного доступа приведена на рисунке 2.



Рисунок 2 - Место пломбировки.

Программное обеспечение

Программное обеспечение (ПО) весов является встроенным, используется в стационарной (закрепленной) аппаратной части.

Защита от несанкционированного доступа к настройкам и данным измерений обеспечивается защитными пломбами в виде наклеек, расположенных на корпусе весов (как показано на рисунке 2). ПО не может быть модифицировано или загружено через какой-либо интерфейс. Защитные пломбы ограничивают доступ к переключателю юстировки, а так же к предохранительному винту, при этом ПО не может быть модифицировано без нарушения защитной пломбы и изменения положения переключателя. Кроме того, изменение ПО невозможно без применения специализированного оборудования производителя.

Защита ПО от непреднамеренных и преднамеренных воздействий по МИ 3286-2010 соответствует уровню «А».

Идентификационным признаком ПО служит номер версии, который может быть вызван через меню весов. Идентификационные данные ПО приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Идентификаци-	Номер версии		Номер версии		Номер версии Ц		Цифровой иденти-	Алгоритм вычис-
ПО	онное наимено-	(идентификацион-		фикатор ПО (кон-	ления цифрового				
	вание ПО	ный номер) ПО		трольная сумма ис-	идентификатора				
		JW-1	JW-1C	полняемого кода)	ПО				
не применяется	не применяется	U-0043	C-0010	не применяется	не применяется				

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2

1 doinida 2							
Have to vo povino vo povino propino		Модификация весов					
Наименование характеристики			J	W-1			
Максимальная нагрузка (Мах), г	200	300	600	1500	2000	3000	
Минимальная нагрузка (Min), г	0,2	0,2	0,4	1	5	5	
Действительная цена деления шкалы (d) , г	0,01	0,01	0,02	0,05	0,1	0,1	
Предел допускаемого среднего квадратического отклоне-	0.01	0.01	0.02	0,05	0,1	0,1	
ния, г	0,01	0,01	0,02	0,03	0,1	0,1	

Науманородно усроистористики		Модификация весов						
Наименование характеристики		JW-1						
Предел допускаемой погрешности от нелинейности, г	0,02	0,02	0,04	0,1	0,2	0,2		
Диапазон уравновешивания тары	100 % Max							
Диапазон рабочих температур, °С	от +10 до + 30							
Электрическое питание – от сети переменного тока с пара-								
метрами:								
напряжение, В		$220^{+10\%}_{-15\%}$						
частота, Гц								
Масса, не более, кг				1,1				
Габаритные размеры, мм			275x	235x7	0			

Таблица 3

Панаманаранна уарактаристики		Модификация весов					
Наименование характеристики		JW-	1C				
Максимальная нагрузка (Мах), г	200	500	1000	2000			
Минимальная нагрузка (Min), г	0,4	1	2	4			
Действительная цена деления шкалы (d) , г	0,02	0,05	0,1	0,2			
Предел допускаемого среднего квадратического отклонения, г	0,02	0,05	0,1	0,2			
Предел допускаемой погрешности от нелинейности, г	0,04	0,1	0,2	0,4			
Диапазон уравновешивания тары	100 % Max						
Диапазон рабочих температур, °С	от +10 до + 30						
Электрическое питание – от сети переменного тока с параметрами:							
напряжение, В	$220^{+10\%}_{-15\%}$						
частота, Гц	от 50 до 60						
Масса, не более, кг	1,1						
Габаритные размеры, мм		275x23	35x70				

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на маркировочную табличку, расположенную на корпусе весов и типографским способом на титульный лист руководства по эксплуатации.

Комплектность средства измерений

 1. Весы
 1 шт.

 2. Руководство по эксплуатации
 1 экз.

 3. Методика поверки
 1 экз.

 4. Адаптер сетевого питания
 1 шт.

Поверка

осуществляется по документу МП 51781-12 «Весы электронные JW-1, JW-1С. Методика поверки», утвержденным ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС».

Идентификационные данные, а так же процедура идентификации программного обеспечения приведены в разделе «Установки пользователя» руководства по эксплуатации на весы

Основные средства поверки: гири, соответствующие классу точности F_2 и M_1 по ГОСТ OIML R 111-1—2009.

Сведения о методиках (методах) измерений

«Весы электронные JW-1, JW-1C. Руководство по эксплуатации», раздел «Режимы взвешивания».

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к весам электронным JW-1, JW-1C

- 1. ГОСТ 8.021-2005 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений массы»
- 2. Техническая документация фирмы-изготовителя

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

Осуществление торговли и товарообменных операций, выполнение работ по расфасовке товаров.

Изготовитель

Фирма «Acom Inc., Ltd.», Республика Корея

679-1, Yuygo-ri, Gunnae-myun, Pocheon-si, Kyunggi-do, Korea

Тел: +82-31-531-2205 Факс +82-31-531-9199 e-mail: acominc@hitel.net

Заявитель

Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Эйком» (ООО «Компания «Эйком»)

109428, Москва, Рязанский проспект, д. 26, стр. 13, этаж 1, комн. 38

Тел.: (495) 787-45-77 Факс (495) 721-88-41 e-mail: sale@acomrus.ru

www.acomrus.ru

Испытательный центр

ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС», аттестат аккредитации № 30004-08.

119361, г. Москва, ул. Озерная, 46. Тел./факс (495) 437-5577, 437-5666.

e-mail: office@vniims.ru

www.vniims.ru

Заместитель Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Ф.В. Булыгин

Μ.	Π.	«	»	2012	Ι