

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии имени Д.И. Менделеева»
ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менделеева»



УТВЕРЖДАЮ
Директор ФГУП
«ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»

К.В.Гоголинский

25.12.2016 г.

Государственная система обеспечения единства измерений


Спектрометры рентгеновские энергодисперсионные

ARL Quant'X


Методика поверки

МП 242-2067-2016

Руководитель НИО
Государственных эталонов в области
физико-химических измерений
ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менделеева»

 Л.А.Конопелько

Старший научный сотрудник
ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менделеева»

 М.А.Мешалкин

Настоящая методика поверки распространяется на спектрометры рентгеновские энергодисперсионные ARL Quant'X и устанавливает методы и средства их первичной поверки до ввода в эксплуатацию и после ремонта и периодической поверки в процессе эксплуатации. Действие данной методики распространяется на ранее изготовленные спектрометры. Интервал между поверками - 1 год.

1. ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

1.1. При проведении поверки должны быть выполнены следующие операции:

№ п/п	Наименование операций	Номер пункта методики	Обязательность проведения	
			периодическая поверка	первичная поверка
1.	Внешний осмотр	6.1	да	да
2.	Опробование	6.2	да	да
3.	Проверка соответствия ПО	6.3	да	да
4.	Определение метрологических характеристик	6.4	да	да

2. СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

№ п/п	Номер пункта МП	Наименование, тип, марка эталонного средства измерений или вспомогательного средства поверки.	Номер ГСО, ГОСТ, ТУ или основные технические и (или) метрологические характеристики
	6.4	Стандартный образец сталей углеродистых и легированных	ГСО 10504-2014 (индекс УГЗк)
	4.1	Термогигрометр электронный (любого типа, зарегистрированный в Федеральном информационном фонде по ОЕИ)	Диапазон измерений отн. влажности от 10 до 100 %; абс. погрешность не более 3,0 % Диапазон измерений температуры от +10 до +40 °С; абс. погрешность не более 0,5 °С.
	4.1	Барометр-анероид М-110	ТУ 25.04-1799-75 (зарегистрирован под №3745-73 в Федеральном информационном фонде по ОЕИ)

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых спектрометров с требуемой точностью.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. Требования безопасности должны соответствовать рекомендациям, изложенным в Руководстве по эксплуатации на спектрометры.

3.2. К проведению измерений при поверке допускаются лица, изучившие методику поверки и руководство по эксплуатации спектрометра и имеющие удостоверение поверителя. Для получения данных по поверке допускается участие операторов, обслуживающих прибор (под контролем поверителя).

4. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

- 4.1. При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:
- | | |
|--|---------------------------------------|
| диапазон температуры окружающей среды | $(20 \pm 5) \text{ }^\circ\text{C}$; |
| диапазон атмосферного давления | от 84 до 106,7 кПа; |
| диапазон относительной влажности воздуха | не более 80 %; |
| напряжение питания | $(220^{+22}_{-33}) \text{ В}$; |
| частота питания переменного тока | $(50 \pm 1) \text{ Гц}$. |
- Напряжение линии должно быть устойчивым и свободным от скачков.

5. ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

- 5.1. Прогреть спектрометр не менее двух часов.

6. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

6.1. Внешний осмотр

- При проведении внешнего осмотра проверяют:
- отсутствие механических повреждений корпуса;
 - четкость маркировки.

6.2. Опробование

6.2.1. Опробование прибора происходит в автоматическом режиме.

6.2.2. Включить питание прибора. После включения питания происходит автоматическое тестирование прибора. В случае успешного прохождения тестирования на дисплее появляется стандартное окно программного обеспечения спектрометра. В случае если прибор не прошел тестирование, на дисплее появляется сообщение об ошибке.

6.3. Проверка соответствия программного обеспечения

6.3.1. При проверке соответствия программного обеспечения проводится проверка номера версии. Для вывода номера версии на дисплей использовать команды Help⇒About.

Спектрометр считается выдержавшим поверку по п. 6.3, если версия ПО не ниже 4.1. Версия ПО может иметь дополнительные буквенные или цифровые суффиксы.

6.4. Определение метрологических характеристик

6.4.1. Определение чувствительности и относительного СКО выходного сигнала.

6.4.1.1. Установить стандартный образец в отделение для образцов (см. Рис. 1) на позицию 1 автоматического магазина пробоподдачи (показан пример магазина на 10 образцов) и закрыть крышку измерительной камеры. В случае, если используется прибор без автоматического пробоподатчика, установить образец на единственную позицию.

Создать аналитическую программу измерений скорости счета на линии Cr Ka со следующими условиями измерений:

U, kV	12
I, mA	0,02 (Автоматический режим)
Фильтр	Al
Мертвое время, %	24 (Автоматический режим)
Время регистрации, с	100
Среда анализа	Вакуум (если прибор оборудован вакуумным насосом)




Рисунок 1 - Установка образца для измерений.

Для создания аналитической программы следует запустить модуль «Method Explorer»



(значок Method Explorer на рабочем столе). В открывшемся окне (Рис. 2)




Рисунок 2- Окно модуля «Method Explorer».

необходимо последовательно выполнить следующие действия:

6.4.1.1.1 Выбрать «File-Settings» в верхней части открывшегося окна выбрать «Intensities Only»





Рисунок 3 - Подраздел «Analytes and Conditions».

следует щелкнуть на белом поле аналитических условий правой кнопкой мыши и выбрать в открывшемся меню (Рис. 3) пункт Add → Low Zc.

6.4.1.1.2. Два раза щелкнуть на добавившейся в поле аналитических условий строке (**Low Zc Aluminium 12 kV Air...**). В появившемся окне указать необходимые условия измерения (см. п. 6.4.1.1) Из периодической таблицы выбрать элемент Cr. Провести 10 измерений скоростей счёта в на линии Cr Ka.

Для проведения измерений следует запустить модуль «Acquisition Manager» (значок



Acquisition Manager на рабочем столе).

Если открывшееся окно представляет собой пустой файл для качественных измерений («Qualitative Tray List», Рис. 4), то следует открыть новый пустой файл для количественных измерений («Quantitative Tray List», Рис. 5). Для этого необходимо выбрать в меню пункт File, затем New.




Рисунок 4 - вид окна с пустым файлом для качественных измерений («Qualitative Tray List»).




Рисунок 5- Вид окна с пустым файлом для количественных измерений («Quantitative Tray List»).

В появившемся окне следует указать имя образца (столбец «Sample», значение «UG_3k»), выбрать в столбце «Method file» файл с подготовленным в п. 6.4.1.1 методом (например, «Poverka.MTH»), указать в столбце «Position» (при необходимости) положение образца («1» при установке образца в позицию №1), номер лотка с образцами (столбец «Tray») оставить неизменным («1») и дополнительно указать в столбце «Reps» число повторов измерений – 10.

В конце необходимо перевести курсор на чистую вторую (нижнюю) строку для того, чтобы программа обработала введенные данные и активизировала возможность измерений. Когда измерения становятся возможными активируется зеленая кнопка «GO» (отмечена стрелкой на Рис. 6). Общий вид окна для готовой к измерениям программе показан на Рис. 6.




Рисунок 6- Готовая к измерениям программа.

Для запуска измерений нажмите 1 раз кнопку «GO» (см. Рис. 6). Окно изменит свой вид и после вакуумирования аналитического объема начнется регистрация спектров (Рис. 7).




Рисунок 7- Окно со спектром образца (измерения выполняются).

В конце измерений программа автоматически выведет на экран полученные значения интенсивностей для всех 10 измерений («Peak, cps/mA», Рис. 8).

Conditions			
Low Zc			
Voltage	12 kV	Current	Auto
Livetime	100 seconds	Counts Limit	0
Filter	Aluminum	Atmosphere	Vacuum
Maximum Energy	40 keV	Court Rate	Low
Warmup time	0 seconds		
Results			
Element	Condition	Peak (cps/mA)	Background (cps/mA)
UG_3i_01 Cr Ka	Low Zc	2765	384
UG_3i_02 Cr Ka	Low Zc	2701	371
UG_3i_03 Cr Ka	Low Zc	2834	315
UG_3i_04 Cr Ka	Low Zc	2734	336
UG_3i_05 Cr Ka	Low Zc	2810	305

Рисунок 8 - Результаты измерений интенсивностей.

Дополнительно эти же данные в более удобном формате могут быть получены из модуля «Method Explorer» для использованного метода, подраздел «Sample Lists» (Рис. 9, выбрана необходимая серия измерений за нужную дату). В этом же окне приводятся автоматически рассчитанные значения средней интенсивности (стрелка «1», Рис. 9) и относительного стандартного отклонения (стрелка «2», Рис. 9).




Рисунок 9- Результаты измерений в модуле «Method Explorer» (1 – среднее значений интенсивностей, 2 – относительное СКО).

6.4.1.2. Вычислить среднее арифметическое значение измеренных скоростей счёта и относительное СКО выходного сигнала (по формуле 1), используя данные, полученные в окне программы Acquisition Manager (рис. 8) или записать автоматически вычисленные значения из модуля «Method Explorer» (рис 9).

6.4.1.3. Относительное СКО выходного сигнала, выраженное в процентах, определяется на основе данных, полученных в п.6.4.1.1 и 6.4.1.2 в электронных таблицах EXCEL или по формуле:

$$S_r = \frac{\sqrt{\left[\sum_{i=1}^n (N_i - N_{cp})^2 \right] / (n-1)}}{N_{cp}} \times 100, \% \quad (1)$$

Где: N_{cp} - среднее значение скорости счёта на аналитической линии (CrKa);
 N_i – скорость счёта при i -ом измерении;
 $n = 10$ (число измерений).

6.4.1.4. Рассчитать чувствительность (S) по формуле:

$$S = N_{cp} / C \quad (2)$$

Где: N_{cp} – скорость счёта (имп/с)/μA;
 C – массовая доля хрома в стандартном образце .

6.4.1.5. Спектрометр считается выдержавшим поверку по п.6.4.1, если:

- чувствительность не менее 2000 (имп/с)/(μA×%) для детектора PCD и не менее 6000 (имп/с)/(μA×%) для детектора SDD;
- относительное СКО выходного сигнала не более 1,0 %.

7. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

7.1. Данные, полученные при поверке, оформляются в произвольной форме.

7.2. Спектрометр, удовлетворяющий требованиям настоящей методики поверки, признается годными и на него оформляется свидетельство о поверке по форме, установленной в ПР 50.2.006.

На оборотной стороне свидетельства приводится следующая информация:

- результаты опробования и внешнего осмотра;
- результат проверки соответствия ПО;
- результаты определения метрологических характеристик;

7.3. Спектрометры, не удовлетворяющие требованиям настоящей методики, к дальнейшей эксплуатации не допускаются и на них выдается извещение о непригодности.

7.4. Знак поверки наносится на лицевую панель спектрометра и (или) на свидетельство о поверке.