

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Приемники измерительные к прибору для определения содержания эфирного масла

Назначение средства измерений

Предназначены для измерения объема эфирного масла, полученного в процессе перегонки.

Описание средства измерений



Приемник измерительный представляет собой стеклянную градуированную трубку, к верхней части которой припаяна воронка, а к нижней части – изогнутая трубка меньшего диаметра.

Метрологические и технические характеристики

Метрологические и технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметров	Значение параметров
Номинальная вместимость, мл	1
Цена деления, мл	0,025
Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мл	$\pm 0,025$
Общая длина, мм	75 ± 3

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на этикетку типографским способом.

Комплектность средства измерений

1. Приемник измерительный к прибору для определения содержания эфирного масла – 1 шт.
2. Этикетка – 1 шт.
3. Индивидуальная упаковка – 1 шт.

Поверка

осуществляется по ГОСТ 8.234-77 «Меры вместимости стеклянные. Методы и средства поверки.». При поверке применяются весы по ГОСТ Р 53228-2008, класс точности специальный (1).

Сведения о методиках (методах) измерений

При использовании приемников измерительных к прибору для определения содержания эфирного масла применяется метод прямых измерений.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к приемникам измерительным к прибору для определения содержания эфирного масла

1. ГОСТ 8.234-77 «Меры вместимости стеклянные. Методы и средства поверки.»
2. ГОСТ 8.470-82 «Государственная поверочная схема для средств измерений объема жидкости»
3. ТУ 4321-004-07609129-00 «Прибор для определения содержания эфирного масла. Технические условия».

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

- выполнения работ по оценке соответствия промышленной продукции и продукции других видов, а также других объектов установленным законодательством Российской Федерации обязательным требованиям.

Изготовитель

Открытое акционерное общество «Химлаборприбор»
(ОАО «Химлаборприбор»),
141600, Россия, Московская область, г.Клин, ул.Папивина, д.3,
тел. (49624) 2-47-41, 5-84- 76; факс (49624) 2-35-48, 5-84-52;
E-mail: mail@klinlab.ru

Испытательный центр

ГЦИ СИ ФБУ «ЦСМ Московской области»,
Регистрационный номер 30083-08,
г. Клин, Московская обл., ул. Дзержинского, д.2,
тел (49624) 24162, факс (49624) 77070 E-mail: klincsm@mail.ru,

Заместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

Е.Р. Петросян

М.П.

«__» _____ 2012 г.